

V 1.1



MANUAL DE INSTRUÇÕES

encontrar-nos em
www.lorelli.euC



CONTÉNDU

Manual de instruções	7
: Руководство по эксплуатации	13
Instruções de utilização	19
Modo de emprego	25
Istruzione per l'uso	31
ΟΑΗΗΙΕΖ ΧΡΗΖΗΖ ΚΑΡΕΚΑΑΖ	37
Instruções para utilização	43
Wunpyqweuoexcnnyauuw	49
.....	
Upustvo za upotrebu	55

HU Használati utasítás.....	61
AL Insruksion për përdorim.....	67
NL Gebruikshandleiding.....	73
DE Gebrauchsanweisung.....	79
PL Instrukcja użytkownika.....	85
MK Упатствата за употреба	91
AR دليل التعليمات.....	97
CZ Návod k použití.....	103
TR Kullanım talimatı.....	109



EN-Scan the QR code to get more product information and manual instruction in more languages. Download QR Scanner App onto your device.
 ES- Escanee el código QR para obtener más información sobre el producto y su manual de uso en varios idiomas. Descargue en su dispositivo la aplicación de Lector de códigos QR.

BG-Сканирайте QR кода, за да получите повече информация за продукта и инструкция за употреба на повече езици. Изтеглете приложението QR скенер на устройството си.

GR-Σάρωση του κώδικα QR για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και οδηγίες χρήσης σε περισσότερές γλώσσες. Κατεβάστε την εφαρμογή QR Scanner στη συσκευή σας.

AR- على جهازك "QR Scanner" للحصول على المزيد من معلومات المنتج وتعليمات الاستخدام بلغات متعددة. لم بتأريظ تطبيق QR " لم يمسح رمز الاستجابة السريعة صوتيًا

DE-Um weitere Produktinformationen sowie die Bedienungsanleitung in weiteren Sprachen zu erhalten, bitten wir Sie den QR-Code zu scannen. Bitte downloaden Sie die QR Scanner-App auf Ihr Handy oder Tablet.

HU-A QR-kód beszkennelésével bővebb információkhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken. Amennyiben szükséges, töltsön le a QR-kód olvasó alkalmazást a készülékére.

RU-Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации о продукте и инструкции по эксплуатации на других языках. Загрузите


SRB/HR/ME/BIH

RO-Scanati codul QR pentru a obtine mai multe informatii despre produs si manualul de instructiuni in mai multe limbi. Descarcati aplicatia QR Scanne pe dispozitivul dvs.

NL -Scan de QR code voor meer productinformatie en de handleiding in meerdere talen. Download de QR scanner app op je apparaat om te scannen. AL-Skanoni kodin QR për të marrë më shumë informacion rreth produktit dhe për të hapur manualin në më shumë gjuhë. Shkarkoni aplikacionin QR Scanner në celularin tuaj.

TR-Detavli ürün bilisi ve kolu dikle kullanma klavuzu için QR kodu okutunuz. QR barkod okuyucuyu cihazınıza indiriniz.

1




2


1



2




3




4




5




6



7



8



8

✓ IDEAL



Na vertical

9

✓ BOM



Ligeiramente para a frente

✓ OK



Forquilha de dobragem

10

✗ PODE VAZAR



Costas reclináveis

✗ NÃO FUNCIONA



Deitado de costas (ou de lado)

Antes de utilizar a bomba , leia atentamente este manual do utilizador

yxLonséwela para futuras consultas.

"EPS

Informações de segurança importantes:

Antes de utilizar a bomba tira leite, leia atentamente este manual do utilizador e guarde-o para referência futura.

A bomba tira leite eléctrica foi concebida para extrair e recolher o leite materno do leite da mãe.

e seios de mulher e ee eodoo ltanciaaO a a ato foi concebido para um único utilizador. **DCDOADVICE SEGURANÇA**



Contra-indicações

AVISO Nunca utilize a bomba tira leite durante a gravidez, uma vez que a bomba tira leite pode fazer com que a bomba tira leite

A bombagem pode induzir o parto.

Para evitar ferimentos e danos, as indicações importantes são explicadas através de vários símbolos. Os símbolos e os seus significados são descritos de seguida:

! **! CUIDADO!** Indica situações potencialmente perigosas que, se não forem evitadas, podem resultar em morte ou ferimentos .

! **ATENÇÃO!** - Indica situações potencialmente perigosas que, se não forem evitadas, podem resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

AVISO

Avisos para evitar asfixia, estrangulamento e - Avisos para evitar asfixia, estrangulamento e ferimentos
- Avisos para evitar asfixia, estrangulamento e ferimentos

- Não permitir que crianças ou animais de estimação brinquem com a unidade de alimentação, o adaptador ou os acessórios.
- Supervisionar as crianças para que não brinquem com o produto.
- Desligue sempre a bomba tira leite imediatamente após a utilização.
- Não deixe a bomba tira leite sem vigilância enquanto estiver ligada a uma tomada .
- Esta bomba tira leite não se destina a ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos. Estas pessoas só podem utilizar esta bomba tira se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura por uma responsável pela sua segurança. Precauções para evitar choques eléctricos e queimaduras
- Antes de cada utilização, verifique se a bomba tira , incluindo o adaptador, apresenta sinais de danos. Não utilize a bomba tira leite se o adaptador ou a ficha estiverem danificados, se não estiver a funcionar corretamente ou se tiver caído ou sido mergulhada em água.
- Utilize apenas o adaptador recomendado e a tensão especificada evitar o sobreaquecimento, danos ou avarias no adaptador.
- Não toque no adaptador CA ou na bomba durante tempestades eléctricas.
- Não a bomba tira leite/bateria/adaptador CA sob luz solar direta ou chuva, perto de aquecedores ou outros aparelhos quentes, em locais expostos a temperaturas extremamente altas ou baixas, humidade elevada ou poeira.
- Não coloque objectos pesados sobre a bomba tira leite nem danifique o cabo ou a ficha. Não estique nem torça o cabo com força. Segure sempre o adaptador CA quando o desligar da . Certifique-se de que a ficha está bem inserida na . Não utilize uma tomada que esteja solta.

Não a bomba, a bateria ou o adaptador CA.

- Não desmontar nem modificar a bomba tira leite/bateria/adaptador CA. Não deitar a pilha no fogo ou expô-la ao calor.

- Desligue imediatamente o adaptador CA, retire a pilha e interrompa a utilização da bomba se notar qualquer odor anormal, aquecimento, descoloração, deformação ou qualquer condição invulgar durante a utilização ou armazenamento da bomba.

Advertências para evitar a intoxicação e a contaminação e para assegurar a higiene:

- Por razões de higiene, a bomba tira leite foi concebida para ser utilizada várias vezes por uma única utilizadora.

- cada utilização, limpar, enxaguar e desinfetar todas as peças da bomba, exceto a unidade de acionamento e o adaptador.

- Armazene apenas o leite materno que foi extraído com uma bomba limpa e desinfetada.

- Não utilizar a bomba tira leite se o diafragma de silicone parecer estar danificado ou defeituoso.

- Não limpar as peças da bomba tira leite com produtos de limpeza antibacterianos ou abrasivos. **Avisos para evitar problemas e dores associados aos seios e mamilos:**

- Não tente retirar o corpo da bomba enquanto esta estiver ligada ao peito sob vácuo. Desligue a bomba e quebre a junta entre o peito e o funil da bomba com o dedo. retire a bomba do peito.

- Nunca utilize a bomba tira leite quando estiver sonolenta ou com sono para evitar descuidos durante a utilização.

-Desligue sempre a bomba tira leite antes de a retirar do peito para libertar o vácuo.

- Nunca utilize acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pelo . Caso contrário, o aparelho pode funcionar mal e afetar a compatibilidade electromagnética (CEM). Se forem tais acessórios ou peças, a garantia será anulada.

- Não bombeie e não continue a bombear durante mais de 5 minutos de cada vez se não sair leite materno e se não obtiver quaisquer resultados. Tente bombear noutras alturas do dia.

- Se achar o processo muito desconfortável ou doloroso, pare de bombear e consulte o seu consultor de lactação.

- Se a pressão criada causar desconforto ou dor, desligue o dispositivo, desligue a ligação de vácuo colocando um dedo entre o peito e o corpo da bomba e retire a bomba do peito.

- Nunca deixar cair ou introduzir objectos estranhos nos orifícios.

ATENÇÃO

Avisos para evitar ferimentos pessoais, danos no produto e avarias:

- Não deixar que o adaptador e a unidade de acionamento entrem em contacto com a água.

- Mantenha o adaptador e a unidade de acionamento afastados de superfícies quentes para evitar o sobreaquecimento e a deformação destas peças.

- Nunca colocar a unidade motriz ou o adaptador na água, máquina de lavar louça ou numa máquina de lavar louça.

aparelho de desinfecção.

- Embora a bomba tira leite esteja em conformidade com as diretivas EMC aplicáveis, pode ser sensível a emissões mais fortes e/ou causar interferências com outros equipamentos. Isto pode fazer com que a bomba tira leite se desligue ou entre em modo de erro. Para evitar interferências mútuas, mantenha outros equipamentos eléctricos afastados da bomba tira leite durante o bombeamento (consulte a secção "Informações técnicas").

- A unidade de acionamento da bomba tira leite não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Não é

não é permitida a modificação do equipamento. Se o fizer, a garantia será anulada.

- Não deixe cair nem bata na bomba tira leite/adaptador CA. Não pressione o ecrã LCD com força.

-A unidade de acionamento e o adaptador não necessitam de limpeza e esterilização, uma vez que não entram em contacto com o leite materno.

- Nunca utilize álcool ou outros solventes orgânicos para limpar a bomba tira leite.

- Não utilize a bomba tira leite de qualquer forma ou para qualquer outro fim que não seja o objetivo designado para o produto, conforme descrito nas instruções. Se o fizer, pode provocar acidentes ou danos na bomba tira leite.

Imagem 1:

		PEÇAS		
1. TapadeseQuñidad	- 1 Ud	6. Contentor	- 1 .	
2. Almofada de massagem em silicone	- 1 unidade	7. Bomba	- 1 .	
3. Base da válvula	- 1 Ud	8. Cabo de alimentação US	- 1pc.	
4. Membrana de silicone	- 1 peça	9. Adaptador	- 1 .	

Limpeza e desinfeção **PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO**

A unidade de acionamento e o adaptador não precisam de ser limpos e desinfectados, uma vez que não entram em contacto com o leite materno. Limpe e desinfecte todas as outras peças da bomba tira leite antes de a utilizar pela primeira . Limpe estas peças após cada utilização subsequente e desinfecte-as cada utilização posterior. Secar bem. Atenção: Secar o diafragma de silicone antes da utilização para evitar danificar o motor.

Atenção: Nunca mergulhe a unidade de acionamento ou o adaptador em água, máquina de lavar louça ou desinfetante, pois isso danificá-los-á **irreversivelmente**.

1. Desmontar completamente a bomba. Retire também a válvula. Tenha cuidado ao desmontar a válvula e ao limpá-la. Se esta estiver danificada, a bomba tira leite não funcionará corretamente.

2. Limpe todas as peças, exceto a unidade de acionamento e o adaptador, em água quente com um pouco de detergente líquido suave para a louça e, em seguida, enxágue bem. Para limpar a válvula, esfregue-a suavemente entre os dedos em água quente com um pouco de detergente líquido. Não introduza objectos na válvula, pois isso pode danificá-la.

! Não utilizar produtos de limpeza antibacterianos ou abrasivos.

Nota: Certifique-se de que limpa e desinfecta as peças relevantes da bomba . Lave bem as mãos antes de manusear peças limpas.

!°caução! Tenha cuidado, pois as peças limpas podem ainda estar quentes. Não comece a montar a bomba até que as "

peças limpas tenham .

Botões (Figura 5)

USO

A. Botão ON/OFF; B. Botão do modo de funcionamento; C. Redução do vácuo; D. Aumento do vácuo; E- Indicador da intensidade do vácuo;

Indicação vermelha - Modo de massagem; Indicação azul - Modo de extração; Indicação roxa - Modo combinado;

Indicação da bateria quando ligada ao adaptador de carregamento: Verde -

Bateria totalmente carregada (fixa);

Laranja - Bateria com carga média;

Vermelho - Bateria fraca;

Vermelho - Sinal intermitente - Carga mínima da bateria;

FUNCIONAMENTO DA BATERIA

! i !PRECAUÇÃO!!!! Antes da primeira utilização, carregar completamente a bateria durante 8 horas sem interrupção!

Ligar a ficha USB do cabo de alimentação ao terminal da bomba e o outro lado do cabo de alimentação ao adaptador não incluído no conjunto da unidade.

A bateria está totalmente carregada quando a luz indicadora está permanentemente iluminada a verde.

Importante A bateria não pode ser carregada durante mais de 24 horas.

MONTAGEM DA BOMBA

1. Pressione a de silicone para dentro da válvula principal a partir do lado superior. Fixe-o firmemente ao longo da extremidade, pressionando-o com os dedos para garantir uma vedação perfeita (Figura 2).
2. Insira a válvula na tampa principal a partir do fundo. Empurre a válvula o mais possível para dentro, de modo a cobrir o bordo da base (Figura 2).
3. Pressione a base da válvula montada contra o recetáculo, de modo a que a membrana de silicone fique nivelada com a abertura do recetáculo. Certifique-se de que a fixação da membrana da tampa se encaixa corretamente ao longo do bordo do recetáculo (Figura 3).
4. Introduzir a almofada de segurança de silicone, pré-centrando-a e pressionando-a no recipiente de modo a que o centro da almofada rodeie a abertura da válvula e a periferia fique bem vedada contra o bordo do recipiente (Figura 4).

5. Introduzir a bomba na abertura da ~~recaptação~~ **recaptação**. Certifique-se de que a bomba está bem fixado ao contentor (Figura 5).

ABSTIÇÕES

O modo de massagem inicia-se automaticamente durante 2 minutos e depois passa para o de extração. O bombagem predefinido é de 30 minutos, a bomba desliga-se automaticamente após o tempo decorrido.

Botão de mudança de modo: após pressões sucessivas do botão indicado, os modos começam a mudar.

 Escolher entre massagem, extração e combinação.

alter Quando a bomba é ligada pela primeira vez, as funções gerais são automaticamente reguladas para o modo silencioso (modo fraco), que amplifica automaticamente os modos da bomba, o som e as luzes indicadoras, premindo duas vezes o botão ligar/desligar. Separadamente, a bomba oferece também a possibilidade de amplificar ou atenuar manualmente cada modo em 10 passos (reflectidos por uma indicação luminosa), utilizando os botões ou -.

Importante: O nível de leite no biberão não deve ultrapassar o nível da válvula!

Não se preocupe se o seu fluxo de leite parar subitamente. Continue a usar a bomba, mas não durante mais de 5 minutos. Se não conseguir extrair mais leite, tente noutra altura do dia. Não é necessário utilizar todos os de funcionamento, apenas o que for mais confortável para si. A bomba desliga-se

1 " " 1 1 on " 1

HORAS DE EXTRAÇÃO DO LEITE MATERNO

Se estiver a amamentar bem, é aconselhável (a menos que o seu profissional de saúde/conselheiro de amamentação tenha recomendado o contrário) esperar até que a amamentação e os horários de amamentação estejam estabelecidos (normalmente 2-4 semanas após o parto) antes de começar a bombear.

Exceções:

- Se tiver dificuldade em amamentar no início, a bombagem regular pode ajudar a desenvolver e manter a quantidade de leite materno.
 - Se o leite materno for extraído para alimentar o bebé no hospital.
 - Se os seus seios estiverem ingurgitados (doridos ou inchados), pode extrair uma pequena quantidade de leite antes de amamentar ou entre as mamadas para aliviar a dor e ajudar o seu bebé a agarrar-se mais facilmente.
 - Se os mamilos estiverem doridos ou gretados, pode optar por extrair leite materno até sararem.
 - Se o seu bebé estiver temporariamente separado e quiser continuar quando voltar ao peito, é uma boa ideia extrair leite regularmente para estimular o fluxo de leite materno.
- Deve encontrar a melhor altura do dia para extrair leite, por exemplo, imediatamente antes ou depois da primeira mamada da manhã, quando os seus seios estão cheios, ou depois da amamentação, se o bebé não tiver saído por ambos os seios. Se regressou ao trabalho, pode ser necessário extrair leite durante as pausas. A utilização de uma bomba tira leite requer prática e podem ser necessárias algumas tentativas até ao jeito. Felizmente, a bomba tira leite eléctrica Lorelli é fácil de montar e de utilizar, pelo que não tardará a apanhar-lhe o jeito.

USO DE CADA BOMBA TIRA LEITE

1. Lave bem as mãos e certifique-se de que tem as mãos limpas. 2. Adote uma das posições permitidas indicadas nas figuras 9 e 10. Atenção A figura 11 indica posições desfavoráveis em que a bomba não corretamente e é provável que ocorra uma avaria.
2. Pressione o corpo da bomba tira leite montada contra o peito. Certifique-se de que o mamilo está centrado para que a almofada de massagem possa criar uma vedação apertada. Certifique-se de que o mamilo encaixa corretamente na almofada.
3. Prima o botão ligar/desligar. A bomba tira leite começa automaticamente a funcionar no modo de massagem (estimulação) e pode alterar o nível de massagem utilizando os botões de aumento e diminuição.
4. Quando o leite materno flui, pode mudar o modo de massagem para a expressão normal utilizando o botão do modo de funcionamento e seleccionar o nível mais confortável e adequado.

ATENÇÃO: Não utilize sempre o nível máximo de bombagem, escolha o for mais confortável para si. Nota: Não se preocupe se o leite materno não fluir imediatamente. Acalme-se e continue a bombear. Nas primeiras vezes que utilizar a bomba tira leite, pode ser necessário ajustar o modo de sucção para uma definição mais forte para que o leite materno flua.

5. Dependendo do seu conforto pessoal, pode decidir utilizar um modo de sucção mais forte. Pode sempre voltar a um modo de sucção menos intenso.
6. Quando terminar de extrair leite, desligue a bomba com o botão ON/OFF e retire cuidadosamente a pega da bomba tira leite do peito.
7. Separar o recipiente da unidade motriz, respeitando as medidas de higiene adequadas. Utilizar o leite materno para o fim a que se destina (alimentação do bebé ou armazenamento).
8. Retirar o bloco de acionamento e o diafragma de silicone.
9. Limpe as outras peças usadas da bomba tira leite de acordo com as instruções da secção "Limpeza e desinfeção".
8. Retirar o bloco de acionamento e o diafragma de silicone.
9. Limpe as outras peças usadas da bomba tira leite de acordo com as instruções da secção "Limpeza e desinfeção".

ARMAZENAMENTO DO LEITE MATERNO

Atenção: para garantir a higiene, conservar apenas o leite materno extraído.

com um extrator limpo e desinfectado.

- O leite materno pode ser conservado no frigorífico (não na) até 48 horas. O leite materno extraído deve ser guardado imediatamente no frigorífico. Se guardar o leite materno no frigorífico e o adicionar durante o dia, adicione apenas o leite materno que foi extraído num biberão desinfectado.

- O leite materno pode ser conservado no congelador até três meses em biberões.

desinfectado com um anel de rosca e um disco de vedação desinfectados. Rotular claramente o biberão com a data e a hora da extração e utilizar primeiro o leite materno mais velho.

- Caso pretenda alimentar o seu bebé com leite materno extraído nas 48 horas seguintes, pode conservar no frigorífico num frasco montado.

AVISO

Conservar sempre o leite materno extraído imediatamente no frigorífico ou no congelador.

Armazenar apenas leite materno extraído com uma bomba tira leite desinfectada em biberões desinfectados. Nunca congelar o leite materno depois de o ter descongelado.

Nunca juntar leite materno novo ao leite materno existente. leite.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema: Sinto dores ao bombear.

Solução: Não é necessária a força total do vácuo produzido pela bomba tira leite. Inicialmente, utilize o modo "Massagem" para estimular a massagem e, em seguida, pode passar para o modo de bombagem. Se a dor não parar, pare de bombear e consulte o seu consultor de lactação. Se a bomba não se separar facilmente do peito, pode quebrar a ligação de vácuo colocando um dedo entre o peito e a almofada de massagem.

Problema. A bomba tira leite não .

Solução: Para evitar interferências mútuas, mantenha outro equipamento elétrico, como um telemóvel ou um computador portátil, afastado da bomba tira leite durante a bombagem. Verificar se a bateria está carregada.

Problema. Não sinto qualquer sucção.

Solução: Verifique se montou corretamente a bomba tira leite seguindo os passos da secção "Preparação para a utilização". Certifique-se de que as válvulas estão corretamente posicionadas e verifique se estão danificadas ou gastas. Se necessário, substitua a válvula. Certifique-se também de que a bomba tira leite está corretamente inserida no peito para obter vácuo.

Problema: o extrator suga demasiada força.

Solução: Siga as instruções abaixo se sentir uma sucção demasiado forte do extrator:

Certifique-se de que utiliza apenas as peças recomendadas pelo fabricante.

Certifique-se de que montou a bomba tira leite com almofada de massagem: não utilize a de massagem. pode provocar a formação de demasiado vácuo.

Quando utilizar a bomba tira leite pela primeira vez, poderá sentir demasiada sucção no início. A

O exercício físico pode ajudar. Se o problema persistir, consulte o seu consultor de lactação.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DE ARMAZENAGEM

Mantenha a bomba tira leite fora do alcance da luz solar direta, uma vez que a exposição prolongada ao sol pode provocar o branqueamento. Guarde a bomba tira leite e os respectivos acessórios num local seguro, limpo e seco.

Se o aparelho tiver sido armazenado num ambiente quente ou frio, coloque-o num local de utilização intermédia e deixe-o atingir uma temperatura dentro dos limites recomendados pelas condições de utilização (10°C).

°C a 30 °C) antes de colocá-lo em funcionamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Adaptador de tensão de entrada da rede eléctrica: AC 100-240V; 50/60Hz 0,2Amax;
2. Tensão de saída do adaptador: DC 5.0V, 5W, 1.0A
3. Tensão nominal 5,0V
4. Corrente nominal: 1000mAh
5. Bateria de lítio 3.7V 1100mAh
6. Tempo fixo 30 minutos
7. Força de sucção: 60mmhg–150mmhg
8. Nível de ruído: "60dB
9. Condições ambientais de funcionamento Temperatura 10-30°C, Humidade relativa 15%-93%, Pressão atmosférica 700-1060hpa.
10. Condições ambientais durante a armazenagem: Temperatura -25-50 °C, Humidade relativa 15%-93%, Pressão atmosférica 700-1060hPa
11. Classe IP: IPX0.

itEKJIAPAJHR 3A Ct-OTBETCTB1f E

Itiue a,npec na np0ii3aonti g:

NIHGBO YOUHE ELECTRICAL APPLIANCE TECHNOLOGY CO.,LTD
(NINGBO YOUHE MOTHER AND BABY PRODUCTS CO. ,LTD)
567# Xjntang Road, Fuhai, Cixi, Zhtjiang, China

° C Iiticinau.laTa qexnapiipauē, 'ie npojjnrrsz vii c apr. II-- P1 tTHE NS)
xoMnoHeirrxre xa nponyxm nu, qoctaagii xa "je OO,Q xa*o 1022070 E.I
HOMHA HANDS FREE, orrocapaz na H9HcKBaHHgT Ha fl 8888 *

1. ,IJHPEKTHBA 2014/30/CE HA EBPOHEÖCKit8 RAPJIAMEHT li HA CTiBETA ou 26 Qeapyapii 2014 ro,guiia (EMC)

BIC EN IEC 55014-1
E,i'JC EN IEC 61000-3-2
B.flC EN 61000-3-3-3
E,ftC EN IEC 55014-2

2. ,f{HPEKTHBA 2014f35fEC HA EBPOHEfICKHR ITAPJIAMEHT H CbBETA er 26 d'enyapu 2014 rom ta (LVD)

B,f{C PT 60335 1

3. RoHS frpe crtiaaTa 2011/65fEU.

£IoJtnuc u ne-iaz/ Signatur n e Sta Stamp: 有限公司
Mясто и Дата: Zhejiang, China 41042023
宁波优合母婴用品有限公司
NINGBO YOUHE MOTHER & BABY PRODUCTS CO., LTD

DECLARAÇÃO DE CONFORTO

Nome e endereço do fabricante:

NINGBO YOUHE ELECTRICAL APPLIANCE TECHNOLOGY CO.,LTD (NINGBO YOUHE MOTHER AND BABY PRODUCTS CO.,LTD)

567# XintanBRoad, Fuhai Cixi, Zhejiang, China

Declaramos por este meio que o nosso produto, o número PI (O INS) e os **componentes do** nosso produto entregues à DIDIS Ltd como 1022070 BOMBA ELÉCTRICA PARA O TRAUMA SEM MÃOS estão em conformidade com os requisitos da diretiva e das normas europeias abaixo indicadas:

1. DIRECTIVA 2014/30/UE DO PARLAMENTO EUROPEU AHD DO CONSELHO de 26 de fevereiro de 2014 (EMC)

O produto está em conformidade com as seguintes normas:

EN IEC 55014-1 EN

IEC 61000-3-2

EN 61000-3-3

PT IEC 55014-2

2. DIRECTIVA 2014/35/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 26 de fevereiro de 2014 (LVD)

O produto está em conformidade com as normas de rolamento:

EL 0033S-1

3. Diretiva RoHS 2011/65/UE

Signatun e carimbo:

Local e

SéJ

NINGBO YOUHE ELECTRICAL APPLIANCE TECHNOLOGY CO.,LTD
4.2023



Producer/Fabricante/Produttore/
Fabricant / Κατασκευαστής / المنتج /
Hersteller /Vyrabce / Gyártó/
Производитель/Производитель/
Proizvođač/Fabrikant/Prodhuesi/
Üretici/Producent/Producător/
NINGBO YOUHE
MOTHER&BABY PRODUCTS CO.,LTD.
Zhejiang, China

importer/Importador/Importatore/
Importateur/Εισαγωγέας/ المستورد /
Importeur/Dovozca/Importör/
Увозник/Импортер/Uvoznik/Importeur/
Importues/Ihracatçı/Importeri/
Importator:Didis Ltd.
Bulgaria, Shumen, 6 Trakia-iztok Street
Phone: +359 54 850 830
e-mails: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com



Производител:
NINGBO YOUHE MOTHER&BABY
PRODUCTS CO.,LTD. Zhejiang, China

Вносител:Дидис ООД
България, Шумен, "Тракия-изток" 6
Тел. +359 54 850 830
e-mails: home.market@didis-ltd.com;
export@didis-ltd.com